


Monitoreo Intraoperatorio



SISTEMA MULTIMODAL

Manejo intuitivo

Sistema monitoreo intra operatorio neurofisiológico que brinda al equipo de cirujanos un feed-back funcional de todas las estructuras sobre las que se está trabajando y avisa precozmente de su alteración, dando de esta manera una alerta temprana y en una etapa reversible de la alteración funcional neuronal.

Modalidades:


- Potenciales evocados motores (PEM)
- Potenciales evocados somatosensoriales (PESS)
- Potenciales evocados auditivos (PEA)
- Potenciales evocados visuales (PEV)
- Electromiografía libre y estimulada (EMG/EMGESTIM)
- Mapeo cortical

Electrodos

También contamos con una amplia gama de consumibles y suministros de alta calidad.

Estimuladores

MONOPOLAR



BIPOLAR



CONCENTRICO

