


Neuroendoscopio

ALTA
TECNOLOGÍA

- Ángulo de visión de 6° para el control visual de los instrumentos una vez han salido del canal de trabajo
- Sets de instrumentos desarrollados con una gran gama de funciones auxiliares como ej: la posibilidad de girar dentro de la vaina e instrumentos con marcas de profundidad, para una utilización controlada





Indicaciones:

El Sistema es de alta tecnología para la ejecución de toda la gama de cirugías cerebrales endoscópica, entre ellas encontramos:

- Hidrocefalia interna obstructiva
- Tumores y quistes intraventriculares
- Quistes aracnoideos e intraparenquimales
- Extirpación de quistes coloides
- Acueductoplastias
- Para implantes de stent

La vaina de trabajo:



INSTRUMENTOS

